



Technische Daten des adicare XXL 380 Reha-Home

- Sichere Arbeitslast: 380 kg
- Außenlänge [cm]:
 - bei 200 cm Länge: - 219,5
 - bei 220 cm Länge: - 239,5
- Außenbreite [cm]:
 - bei 120 cm breiter Liege: - 134
 - bei 140 cm breiter Liege: - 154
- Betthöhenverstellung [cm]: - 27, 5 bis 70
- Höhe obere Kante Fuß/Kopfplatte [cm]: - 85 bis ca. 127,5
- Liegeflächeneinstellungen:
 - Oberschenkellage elektrisch, stufenlos bis ca. 30°
 - Unterschenkellage manuell, -25° bis 0° in 4 Stufen
 - Rückenlehnenverstellung elektrisch, stufenlos bis ca. 70°
 - Trendelenburg-/Antitrendelenburgverstellung: optional, bis jeweils etwa 16°
 - Transportrollen: - 4x100mm mit jeweiliger Bremse
 - Betriebslautstärke: - < 53 db (A) Distanz ein Meter
 - Kabelfernbedienung mit Sperre
 - Absenkung bei Netzausfall
 - Gewicht: etwa 170 kg
 - Optional: Bettverlängerung nachträglich, Seitengitterpolster, Aufrichter, Ein- und Ausstiegshilfe u.v.m.

XXL adicare Anti-Dekubitusmatratzen bis 450kg




Die adicare Spezial Adipositas Matratzen sind aus unterschiedlichen Schaumstoffen (ggf. mit „Visco“) gefertigt, haben einen kliniktauglichen Bolanbezug mit verdecktem Reißverschluss, handliche Matratzengriffe zum einfachen Transport und sind bis zu 350kg Patientengewicht geeignet. Entweder als **BASIC** Ausführung zur „Standardversorgung“, als **med1** (Deku1 / VAS 3) oder als **med2** Variante (Deku2 / VAS 5). Aktive Druckentlastungssysteme (Luft) bis 450kg erhältlich.

Art.-Nr.: 080650

Aktuelle Preise unter www.simplybig.eu

Als Spezialanbieter für Adipositasbedarf

bieten wir ein Spezialbett, das nach neuesten EU-Standards den Erfordernissen der Pflege von adipösen Patienten und den baulichen Gegebenheiten von medizinischen Einrichtungen und zu Hause gerecht wird. Zur Komplettierung erhalten Sie adicare Spezialmatratzen und Mobilitätshilfen.



Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Webshop: www.simplybig.eu
Adipositas-Info: www.adicare.eu
eMail: mail@adicare.eu

Kontakt in Deutschland

Tel. +49 (0) 1801 -020 6603 660
 Fax +49 (0) 3222-1635183

Kontakt in der Schweiz

+41 (0) 7 16 70 16 37
 +41 (0) 7 16 70 16 38

ASCURO AG • Konstanzerstr. 20/22 • CH-8280 Kreuzlingen

Warenversand aus unserem Lager Deutschland

Pflegebett XXL 380 09/11

adipositas

Adipositas Versorgung mit Kompetenz

Reha-Home XXL 380



Europas erster


auf Adipositas spezialisierter Komplettanbieter

von Hilfsmitteln und Einrichtungsgegenständen für Kliniken, REHA, Arztpraxen, Pflegedienste, Alten- und Pflegeheime und Zuhause

adipositas

Adicare REHA-HOME XXL-380: Adipositasbett ideal für Einrichtungen, Kliniken und zu Hause

**EU / MPG
 Standard 2013**



Nachtisch



Ein- und Ausstiegshilfe



Bettverlängerungsteil

Das Reha-Home XXL-380 von adicare: Das XXL-Bett für viele Einsätze: In allen medizinischen Einrichtungen, in Alten- und Pflegeheimen, in Rehabilitationszentren oder zu Hause: Nach neuestem EU-Standard nur nicht für Intensiv- oder Akutpflege, sonst universell einzusetzen. In 120 oder 140cm Breite, bzw. 200 oder 220cm Länge. Eigenschaften: hygienische Seitengitter aus Aluminium, Seiten-Stabilitätsmechanismus, elektr. Höhen-, Rücken- und Oberschenkelverstellung, Handbedienung m. Sperrfunktion, Trendelenburgoption, simple Montage, Lieferung auf Trolley u.v.m.

Art.-Nr.: 080170




Aufrichter



Seitengitterpolster



Aluminium Seitengitter



Holzoptik

Aktuelle Preise unter www.simplybig.eu