



Gehwagen breitenverstellbar und faltbar bis 454kg



Griffabstand variabel einstellbar 51-64cm, faltbar zum Verstauen. Höhe verstellbar 74-91cm; Außenbreite: 64-76cm, Tiefe: 38cm oben, 66cm unten, Gewicht: ca. 12kg, Farbe: schwarz. Diverses Zubehör montierbar!
 Art.-Nr.: 070350

Toiletten- & Dusch-Rollstuhl bis 295kg

Div. Modelle, z.B. 66cm Sitzbreite aus rostfreiem Aluminium-Doppelrohr (zum Duschen). Sitzhöhe 53cm. Räder mit zwei Feststellbremsen. Eigengew. nur 12kg
 Art.-Nr.: 030550



Serie MAXX aus Aluminium

Toilettenstuhl Sonderbreite 91cm bis 454kg



mit sehr großer Sitzfläche (BxT: 91x53cm) und hoch belastbar. Er hat eine gepolsterte Sitzfläche und gepolsterte und klappbare Armlehnen für den einfachen Rollstuhltransfer. Sitzhöhe 53cm.

Art.-Nr.: 030535

Standwaage XXL300 BMI

mit großer (55x55cm) und extra niedriger Trittpläche und umlaufendem Haltebügel. Optional mit Körperlängenmessstab. Bis 300kg; Ermittlung BMI; zwei Rollen für Transport. Nach MPG.
 Art.-Nr.: 030121



Aktuelle Preise unter www.simplybig.eu

Adipöse Menschen adäquat versorgen

Die adäquate Versorgung von adipösen Menschen und die Vermeidung von unnötigen Belastungen beim pflegenden Personal sind nicht einfach zu leisten. Ascuro bietet spezielles Wissen und die richtigen Produkte rund um die angemessene bariatrische Versorgung zu günstigen Preisen.



Breiten- & Längen Verstellung



Jetzt bis 400kg!



Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Webshop: www.simplybig.eu
Adipositas-Info: www.adicare.eu
eMail: mail@adicare.eu

Kontakt in Deutschland

Tel. +49 (0) 1801-020 6603 660
 Fax +49 (0) 3222-1635183

Kontakt in der Schweiz

+41 (0) 7 16 70 16 37
 +41 (0) 7 16 70 16 38

ASCURO AG • Konstanzerstr. 20/22 • CH-8280 Kreuzlingen

Warenversand aus unserem Lager Deutschland
Programm-Auswahl 09/11

adipositas

Adipositas Versorgung mit Kompetenz

Programm-Auswahl

Breiten- & Längen Verstellung

Neuster MPG Standard 2013



Europas erster
auf Adipositas spezialisierter Komplettanbieter
 von Hilfsmitteln und Einrichtungsgegenständen
 für Kliniken, REHA, Arztpraxen, Pflegedienste,
 Alten- und Pflegeheime und Zuhause

adipositas

Adipositas-Bedarf & Bariatrische Ausrüstungen

Schwerlastbett adicare Klinik XXL400: Variable Breite



Breiten- & Längen Verstellung
 400kg sichere Arbeitslast (ca. 320/350kg Patientengewicht). Optionale Breiten- (90-120cm) und Längenverstellung (200-220cm). Ideal für Klinikeinsatz mit +/- Trendelenburg, Notabsenkung, IV-Haltern, Zentralsteuerung, Handbedienung u.v.m. Art.-Nr.: 080120


Pflegebett Reha-Home XXL-380

380kg sichere Arbeitslast. Neuster EU/MPGStandard2013; Alu-Seitengitter (hygienisch), Trendelenburg; Stabilitätsmechanismus, simple Montage. Br. 120 oder 140cm, Lä. 200 oder 220cm. Viele Holzfarben. Art.-Nr.: 080170



Neuster MPG Standard 2013

Matratzenprogramm adicare XXL bis 450kg



Schaumstoff- oder aktive Druckentlastungssysteme bis 450kg Patientengewicht. Auswahl nach Dekubitus-Prophylaxe und Schmerzmanagement (VAS und Dekubitusgrad) und in diversen Größen; Klinkausführung mit Bolanbezug Art.-Nr.: 080650

XXL Lifter bis zu 300kg

Hochwertiger fahrbarer Lifter; Anschlaghöhe: 46-170cm, elektromotorische Spreizung der Kufen: 56-106cm, Fahrgestelllänge 117cm, Unterfahrhöhe: 13cm, mit Schiebe-/Motorfahrfunktion erhältlich. Art.-Nr.: 080900



Jetzt bis 400kg!

adicare XXL- Basic 300 & 400 Untersuchungsliegen



bis 400Kg. Bezug in mehr als 20 Farben. 2- oder 3-teilige Liegefläche. Stufenlos verstellbares Kopf- / und Fußteil. Länge Kopfteil: 50cm; Fußteil 90/ 115cm; Breite bis zu 100cm oder mehr. Auch als Fahrversion. Art.-Nr.: 080300

Stuhl Conti XXL bis 400kg

sehr hochwertig: Stabiles Stahlrohr mit bequemer Polsterung u. Knie-rolle. Klinik-Bezüge: Sehr robust, antibakt., flüssigkeitsfest, Sitz 61x52cm, mit/ ohne Armlehnen, Armlehnenabstand bis zu 71cm. Art.-Nr.: 411XXX



Jetzt bis 400kg!

Stuhl adicare Vari XXL300 Multifunktion bis 300kg



aus stabilem Stahlrohr. Optionen: Armlehnen und/oder Blutentnahmestütze. Armlehnen / Stütze seitlich verstellbar für größere Sitzbreite; Stütze schwenkbar; verstellbare Rückenlehne für extra tiefe Sitzfläche bis 62cm. Armlehnenabstand (lichte Sitzbreite) 62-80cm. Art.-Nr.: 040080

Aufstehhilfe XXL Air320 <320kg

Mit dem Notfallhebekissen werden schwergewichtige gestürzte Personen sicher und behutsam von nur einem Helfer in eine sitzende oder stehende Position gebracht. Art.-Nr.: 080980

Ideal für Rettung & Notfall



Aktuelle Preise unter www.simplybig.eu

Greifrollstuhl HD230, faltbar bis 227kg



Stabiler und faltbarer Rollstuhl mit Gußspeichenrädern und pannensicherer Bereifung! Sitzbreite 55 oder 61cm; Sitztiefe 46; Außenbr. 79 / 83; gefaltete Außenbr. 32; H. 91; L. 107; Gewicht 25 / 30kg. Art.-Nr.: 070510

Rollstuhl Mag320 bis 318kg

Stabiler und faltbarer Rollstuhl mit pannensicherer Bereifung! Sitzbreite 66, 71 oder 76cm; Sitztiefe: 46; Außenbr.: 88 / 94 / 99; H. 99; L.109; Neigung verstellbar. Art.-Nr.: 070520



Rollstuhl HDD340 faltbar bis 340kg breiter Sitz



Sitzbreite b. 86cm
 Sehr hochwertiger, stabiler und faltbarer Rollstuhl mit Gußspeichenrädern und pannensicherer Bereifung in besonderer Sitzbreite: 82 oder 86cm; Sitztiefe: 51; Außenbr.: 104 / 109; H. 99; L.107; Neigung verstellbar. Art.-Nr.: 070570

Rollstuhl XXL-E bis 227kg

Sehr robuster elektrisch angetriebener Rollstuhl für Innen- und Außeneinsatz speziell für Schwergewichtige. Sitzbreite 50 oder 56cm. Immer mit Kopfstütze und hochklappbaren Armlehnen. Art.-Nr.: 070620

