



Conti XXL bis 300kg



Dieser besonders hochwertige Stuhl aus stabilem Stahlrohr hat einen bequemen Sitz mit Knie-Rolle und fester Polsterung. Viele Bezüge wählbar. Für die Klinik: Antibakterielle, pflegeleichte und strapazierfähige Bezüge mit Antischimmelschicht (Nano-Silber); mit Seifenwasser abwaschbar, wasser-/ urindicht u. schwer entflammbar; luftdurchlässig (Membrantechnologie). Belastbar bis 300kg; extrabreite Sitzfläche 61x52cm; mit / ohne Armlehnen; Armlehnenabstand 61 oder 71cm, 44 oder 48cm Sitzhöhe.

Art.-Nr.: 040020

Aktuelle Preise unter www.simplybig.eu.

XXL Spezialstühle für jeden Zweck

Schwer übergewichtige Menschen haben vor allem Probleme mit dem sicheren und bequemen Sitzen. Es ist sehr schwer einen passenden Stuhl zu finden, der wirklich „passt“ und der sicher die erhöhte Belastung dauerhaft aushält. Das ist der Hintergrund für die typische „Angst vor dem Hinsetzen“, die adipöse Menschen verspüren.

Hier finden Sie eine große Auswahl an Sitzmöglichkeiten im XXL Format: Breit genug zum bequemen Sitzen und belastbar genug für hohe Gewichte bis zu 400kg.

Stühle für die Klinik für Empfang und Funktionsräume und für Freizeit und Haushalt. Stühle mit Blutabnahmelehne, Stühle für Drinnen und Draußen; Stühle mit verstellbaren Arm- und Rückenlehnen und falt- und Bürostühle.



Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Webshop: www.simplybig.eu
 Adipositas-Info: www.adicare.eu
 eMail: mail@adicare.eu

Kontakt in Deutschland

Tel. +49 (0) 1801-020 6603 660
 Fax +49 (0) 3222-1635183

Kontakt in der Schweiz

+41 (0) 7 16 70 16 37
 +41 (0) 7 16 70 16 38

ASCURO AG • Konstanzerstr. 20/22 • CH-8280 Kreuzlingen

Warenversand aus unserem Lager Deutschland

Stuhlprogramm 09/11

adipositas

*Adipositas Versorgung
 mit Kompetenz*

XXL-Stuhlprogramm



Europas erster
auf Adipositas spezialisierter Komplettanbieter
 von Hilfsmitteln und Einrichtungsgegenständen
 für Kliniken, REHA, Arztpraxen, Pflegedienste,
 Alten- und Pflegeheime und Zuhause

adipositas

Holzstuhl XXL Big Bob bis 250kg



Dieser stabile Stuhl aus massivem Holz hat einen sehr bequemen Sitz mit festem Polster und trägt bis zu 250kg. Die Bezüge sind strapazierfähig und haben eine velourartige Oberfläche. Er kann mit Wasser und Seife gepflegt und abgewischt werden. Extrabreite Sitzfläche 64cm vorne, 57cm hinten mit 55cm Tiefe; Armlehnenabstand 66cm, Sitzhöhe 44, 48 oder 54cm. In vielen Farben lieferbar; Klinikbezüge auf Anfrage. Zum Selbstzusammenbau oder fertig gelehmt und verschraubt.

Art.-Nr.: 040110

Conti XXL-400 bis 400kg



Dieser besonders stabile und hochwertige Stuhl aus stabilem Stahlrohr hat einen bequemen Sitz mit Knie-Rolle und fester Polsterung. Viele Bezüge erhältlich. Für die Klinik: Antibakterielle, pflegeleichte und strapazierfähige Bezüge mit Antischimmelschicht (Nano-Silber); mit Seifenwasser abwaschbar, wasser-/ urindicht u. schwer entflammbar; luftdurchlässig (Membrantechnologie). Der Stuhl trägt bis zu 400 kg und ist mit 71cm Armlehnenabstand erhältlich. Sitz 61x52cm; 44 oder 48cm Sitzhöhe.

Art.-Nr.: 411XXX

Aktuelle Preise unter www.simplybig.eu.

Profistuhl XXL Vari bis 300kg



Sehr hochwertiger Multifunktionsstuhl aus stabilem Stahlrohr (lackiert oder verchromt) bis zu 300kg belastbar. Mit sehr fester Polsterung und Knierolle. Diverse klinikgeeignete Bezüge nach Brandschutzvorschrift in vielen Farben lieferbar: Mit oder ohne Armlehnen nutzbar. Armlehnen und Rücken verstellbar, um die Sitzfläche zu vergrößern. Beidseitig einsteckbare, schwenkbare Blutentnahme-armstütze erhältlich. Sitzfläche 61x52cm; Armlehnenabstand 62-80cm; Sitztiefe 56-62cm und 44cm oder 48cm hoch.

Art.-Nr.: 040080