



adipositas

**Neuheiten
 2012 zum**

Katalog 2011

**Adipositas-Bedarf
 Bariatrische
 Ausrüstungen**

für Kliniken, Arztpraxen
 Alten- und Pflege-
 heime, Pflege-
 dienste und
 Zuhause

Europas erster
**auf Adipositas
 spezialisierter
 Komplettanbieter**
 von Hilfsmitteln und
 Einrichtungsgegenständen

www.adicare.eu
mail@adicare.eu



**Alle XXL-Artikel
 verfügbar im
 Online Kaufhaus
www.simplybig.eu**

Auch zur
 Blutentnahme



Abwischhilfe

adipositas

INHALTSVERZEICHNIS RUBRIKEN

Betten, Liegen & Heben	1 - 11 & N4 - N7
Medizinische Waagen	12 - 15
Waagen	16 - 18
Stühle	19 - 27 & N XX
Mobil sein	28 - 40 & N3
Zu Hause	41 - 44 & N8
Bad & Toilette	45 - 57 & N3 - N4
Wohlfühlen.....	58 - 60

INHALTSVERZEICHNIS ARTIKEL

Abwischhilfen	59 - 60
Betten & Matratzen.....	1 - 2, 4 - 9, N4 - N6
Blutdruckmessgeräte	58 - 59
Dusch- & Badesitze, Duschstangen & Vorhänge	45 - 50
Gehilfen, Stützen, Stöcke	28 - 29
Gehwagen, Gehbock, Rollatoren	29 - 33 & N3
Gurtverlängerungen	61
Handläufe & Haltegriffe, Badstützen	43 - 44, 56 - 57
Hebeeinrichtungen	9 - 11
Liegen.....	2 - 4 & N7
Rollstühle.....	33 - 40
Stühle & Hocker.....	19 - 27, 61 - 62 & N8
Toilettensitze & Sitzerrhöhungen, Bettpfanne	51 - 55, 58
Toilettenstühle & Toilettenrollstühle	55 - 56 & N3 - N4
Tritterhöhungen & Bett- / Stuhlerhöhungen	41 - 43, 45 - 46
Pedaltrainer	62
Waagen (medizinisch & nicht-medizinisch).....	12 - 18

Legende: „N“: im Zusatz Neuheiten 2012

Übersicht Rollstühle mit max. Gewichtsbelastung [kg] und Sitzbreite [cm]

Gewicht	180	227	240	300	318	340
Sitzbreite						
55		070510 S. 35				
56	070460 TB S. 34 070461 TB S. 34	070625 E, S. 40 070627 E, S. 40				
60		070500 TB, S. N3				
61		070511 S. 35	070480 SB, S.35	070600 E, S.39		
65		070501 TB, S. N3				
66				070601 E, S.39	070520 S.36	
70				070502 TB, S. N3		
71					070521 S.36	
76					070522 S.36	
82						070570 S.38
86						070571 S.38

Legende: „E“: Elektrorollstuhl „SB“: Zusatz-Scheibenbremse „TB“ Zusatz-Trommelbremse

Rollstuhl HD-BR bis 300kg

in 60, 65 & 70cm Sitzbreite mit Zusatz-Trommelbremsen
Dieser faltbare Greifrollstuhl ist speziell für schwergewichtige Personen bis zu 300kg mit großer Sitzbreite bis zu 70cm geeignet. Er ist serienmäßig mit Zusatztrommelbremsen ausgestattet. Zusätzlich neben Standardgriffen auch mit der durchgehenden Schiebepange von der Begleitperson einfach zu schieben.

Technische Daten:

- Belastbarkeit 227 bis 300kg (je nach Ausführung)
- Sitzhöhe x Tiefe: 51x46cm
- Sitz- u. Rückenbespannung Kunststoff mit Sitzkissen
- Rückenhöhe / Gesamthöhe: 45 / 97cm
- Sitz- / Außenbr.: 60/90, 65/95, 70/100cm (n. Modell)
- durchgehendes, abnehmbares Fußbrett u. darunter schwenkbare Beinstützen (84cm lang)
- Gewicht: ca 30kg
- Stahlrohrrahmen mit Doppelkreuzstreben pulverbeschichtet, silber lackiert
- stabile Knotenbleche / Verstärkungen an besonders gewichtsbelasteten Verbindungen
- gepolsterte Armlehnen, abnehmbar
- Trommelbremsen als Zusatzbremsen
- leichte, wartungsfr. Hinterräder m. Chrom-Greifreifen



Rollstuhl HD-BR, bis 227kg, Sitzbreite 60cm
Art-Nr. 070500
Rollstuhl HD-BR, bis 227kg, Sitzbreite 65cm
Art-Nr. 070501
Rollstuhl HD-BR, bis 300kg, Sitzbreite 70cm
Art-Nr. 070502

Elektrische Schiebe- & Bremshilfe für alle XXL Rollstühle bis 340kg

als Unterbauausführung für praktisch alle adicare Rollstühle

Diverse Anbaumodelle ja nach Anforderungen und Kompartibilität bis zu 340kg Belastbarkeit.



Elektrische Schiebe- & Bremshilfe für alle XXL Rollstühle bis 340kg

Art-Nr. 0707XX

Dusch- Toilettenrollstuhl XXL-250

abschwenkbare Armlehnen und verstellbarer Schiebegriff
Hohe Verarbeitungsqualität und maximale Funktionalität: hochwertige Epoxy-Einbrennlackierung. Große, gepolsterte Sitzfläche mit abdeckbarem und reversiblen Hygieneausschnitt aus strapazierfähigem, hautfreundlichen Kunststoff. Dieser ist schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen. Einfacher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen und schwenkbare Fußstützen. Räder mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller. Die Schiebegriffe für Helfer sind höhenverstellbar. Mit Eimer.
Technische Daten auf einen Blick:
Belastbarkeit: 250kg
Sitzfläche: 56x44x56,5cm (BxTxH)
Armlehnenabstand: 56cm
Außenmaße: 68x97cm (BxH)
Überfahrhöhe für Standard und Clos-O-Mat Toiletten
Gewicht: 17,5kg



Dusch- u Toilettenrollstuhl XL250, <250kg, Sitz 66x56,5x44 (BxHxT)

Art-Nr. 030558

Dusch- Toilettenrollstuhl XXL-320

bis 82cm Sitzbreite, Silberbasisbeschichtung gegen Keime
Der superstabile Dusch- und Toilettenstuhl aus Stahl erleichtert Ihnen die tägliche Körperpflege enorm. Seine spezielle Beschichtung auf Silberbasis verhindert auch das Wachstum mikrobieller Organismen wie MRSA, E.Coli, Salmonellen und Listeria. Das Gestell ist aus 25,4 mm Stahlrohren. Der Stahlrahmen ist nahtlos, so dass sich kein Schmutz ansammeln kann. Die Fußstütze ist so konstruiert, dass sie beim Aufstehen oder Hinsetzen nicht im Weg ist. Die Sitzfläche kann abgedeckt werden. Die Armlehnen sind beim 72cm Modell entweder fest oder abschwenkbar. Der Stuhl hat vier stabile Räder, die alle eine separate Feststellbremse besitzen. Diverses Zubehör ist erhältlich.
Technische Daten auf einen Blick:
Belastbar: bis 320kg
Sitzfläche: 63x53x52cm (BxTxH)
Armlehnenabstand: 72* oder 82*cm (*modellabhängig)
Außenmaße: 101x80/90*x90cm (HxBxT)
max. Toilettenhöhe: 45,5cm
Gewicht: ca. 27kg

Toilettenrollstuhl / Betten & Liegen



Dusch- u Toilettenrollstuhl,
Armlehnen 72cm, fest:
Art-Nr. 030560

Arml. 72cm schwenkbar:
Art-Nr. 030561

Armlehnen 82cm, fest:
Art-Nr. 030562

Schwerlastbett REHA-HOME XXL-380

bis 380kg! Nach MPG Standard 2013, Aluminium Seitengitter
Das perfekte Pflegebett von adicare für die Unterbringung, Pflege und Betreuung von älteren, behinderten, gebrechlichen und adipösen Personen in medizinischen Einrichtungen, in Pflege und Altenheimen, Kliniken, Rehabilitationszentren und zu Hause.

- belastbar bis ca. 300kg Patientengewicht (je nach Zubehörgewicht)
- sichere Arbeitslast: 380kg
- Bettbreite 120 oder 140cm
- Bettlänge 200 oder 220cm
- *nachträgliche Verlängerung möglich!
- Trendelenburg- und Anti-Tr.-funktion (optional)
- elektrisch verstellbare Liegeflächen- und Rücken- und Oberschenkellage
- hygienische Seitengitter aus Aluminium (verhindert Keimbildung)
- eingebauter Seiten-Stabilitätsmechanismus
- wird auf integriertem Transportsystem geliefert
- Absenkung bei Netzspannungsausfall
- Fuß- u. Kopfplatten in Holzoptik (diverse Farben)
- einfache Montage

Nach den neuesten europäischen Standards (verpflichtend ab 2013) für medizinische Betten und versehen mit dem CE-Siegel. Echtes Schwerlastbett bis zu ca. 300 kg Patientengewicht belastbar (sichere Arbeitslast 380kg!). Immer mit viergeteilter Liegefläche (mit Knieknick). Das Bett ist immer vollelektrisch verstellbar, so die Gesamthöhe (27,5 bis 70 cm), die Trendelenburg- /Antitrendelenburgeinstellungen (optional), die Rückenlehne und die Oberschenkellage. Das Bett hat optional eine positive und negative Trendelenburg-Verstellung (+ / - 16°). Es können Seitengitterpolster, ein Verlängerungsteil (erweitert das Bett von 200cm auf 220cm), längere Seitengitter (bei nachträglicher Bestellung der Verlängerungsoption), eine Ein- und Ausstiegshilfe zur Mobilisation des Patienten und passende Nachttische geliefert werden.

Außerdem steht ein großes Sortiment an XXL-Matratzen zur Auswahl!
Die Räder sind mit einer bequem zu bedienenden Fußbremse ausgestattet.

Des Weiteren verfügt das Bett über eine stufenlose elektrische Höhenverstellung der Liegefläche. Die Liegefläche ist in der Breite von 120 oder 140cm erhältlich. Die Länge von 200cm lässt sich durch ein Verlängerungsteil bequem von 200 auf 220cm verlängern (optional, auch nachträglich erhältlich). Die Kopf- und Fußplatten sind in Holzoptik, andere Farben auf Anfrage.

Technische Daten auf einen Blick:
Sichere Arbeitslast: 380 kg
Liegeflächen [cm]:
200 x 120 / 200 x 140 / 220 x 120 / 220 x 140
Höhe obere Kante Fuß-/Kopfplatte [cm]:
85 bis etwa 127,5
Betthöhenverstellung [cm]: 27,5 bis 70
Liegeflächeneinstellungen:
Rückenlehne (elektrisch) 0° bis etwa 70°
Oberschenkellage (elektrisch) 0° bis etwa 30°
Unterschenkellage (manuell) -25° bis 0° in 4 Stufen
Liegeflächen Oberfläche: Lattenrost aus Stahl
Betriebslautstärke:
< 53 db (A) aus einer Distanz von einem Meter
Trendelenburgverstellung (optional) + 16° / - 16°

Räder: 4x 100mm mit indiv. arretierbaren Bremsen
Fuß- und Kopfplatte in Holzoptik
Einsteckhülse für den Aufrichter

Elektrische Ausrüstung:
Kabelfernbedienung mit Sperrfunktion
Absenkung bei Netzspannungsausfall (Batterie)
Gehäuseschutzklasse: IPX 4

Eigengewicht: 170 kg

Optional: Aufrichter, Ein- und Ausstiegshilfe, Seitengitterpolster, Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion



Reha-Home XXL-380, Liegefläche (BxL) 120 x 200cm
Art-Nr. 080170

Liegefläche (BxL) 140x200cm
Art-Nr. 080171

Liegefläche (BxL) 120x220cm
Art-Nr. 080172

Liegefläche (BxL) 140x220cm
Art-Nr. 080173


Betten & Liegen



Holzfarbänderung für Reha-Home

für Kopf- und Fußteil des Bettes!

Wählen Sie zwischen verschiedenen attraktiven Holztonen für Kopf- und Fußteil des Reha-Home XXL-380. Kontaktieren Sie uns für die Auswahl. Nur zusammen mit einer Bettneubestellung möglich!!



Holzfarbänderung für Kopf- und Fußteil für Bett Reha-Home XXL-380

Art-Nr. 080189

Aufrichter für Reha-Home XXL-380

Zugkraft bis ca. 120kg, Doppelbogen

Aufrichter für Adicare REHA-HOME XXL-380 Pflegebett belastbar bis ca. 120 kg Zugkraft.

Ideale Mobilisationshilfe für jeden Patienten. Der Aufrichter wird in die vorhandenen Halterungen am Kopfende des Bettes eingesteckt und ist mit einem Handgriff ausgestattet, der mittig über dem Bett positioniert ist. Dieser verstärkte Handgriff ist auch für übergewichtige Patienten besonders geeignet.

Der Aufrichter ist in zwei Versionen erhältlich: für das 120 cm breite Bett und für das 140 cm breite Bett.



Aufrichter für 120cm Bett Reha-Home XXL-380
Art-Nr. 080179

Aufrichter für 140cm Bett Reha-Home XXL-380
Art-Nr. 080180

Liegefl.-Verlängerung auf 220cm

20cm Verlängerung, einfach zu montieren

Wenn der Platz doch zu knapp wird, ist eine Verlängerungsoption die ideale Lösung. Damit sind sie immer flexibel für alle Eventualitäten gerüstet.

Die Verlängerung kann ohne Probleme nachträglich bestellt werden und ist mit wenigen Handgriffen am Bettende montiert. Mit dem 20cm Verlängerungsstück können Sie immer zwischen 200 und 220cm Bettlänge wählen. Natürlich liefern wir Ihnen auch einen längeren Seitengittersatz als Ersatz für die kürzeren Seitengitter.



Liegeflächen-Verlängerung um 20cm auf 220cm (nachträglich) für Bett Reha-Home XXL-380

Art-Nr. 080185

Ein- und Ausstiegshilfe Reha-Home

ideale Mobilisationshilfe für jeden Patienten

Ein- und Ausstiegshilfe für das adicare REHA-HOME XXL-380 Bett.

Der ergonomisch geformte Griff wird am Bett montiert und dient vor allem auch der Mobilisation von behinderten, körperlich eingeschränkten oder übergewichtigen Personen.

Dieser einfach zu befestigende, höhenverstellbare Griff ist in alle Richtungen feststellbar und rutschfest (mit Epoxid überzogen). Der Griff dient dazu das Ein- und Aussteigen zu erleichtern und die Bewegung zu fördern. Der Patient hat so einen sicheren Halt und kann sich selbstständig aufrichten.



Ein- und Ausstiegshilfe für Bett Reha-Home XXL-380

Art-Nr. 080182

Seitengitterpolster für Reha-Home

als Schutz vor Verletzungen

Seitengitterpolster zur Abpolsterung und für zusätzlichen Schutz vor Quetschungen. Der Patient wird optimal geschützt und rundum gepolstert. Die Polster werden seitlich angebracht und an den Seitengitterstreben befestigt. Die Netzoptik zwischen den Streben verhindert, dass der Patient das Gefühl hat „eingesperrt“ zu sein.

Erhältlich in zwei Längen (für die zwei unterschiedlichen Bettlängen): 200 oder 220cm



Seitengitterpolster 200cm für Bett Reha-Home XXL-380
Art-Nr. 080177

Seitengitterpolster 220cm für Bett Reha-Home XXL-380
080178

Seitengitterersatz für Reha-HOME

Aluminium Seitengitter

Wenn Sie die nachträgliche Liegeflächenverlängerung gewählt haben, benötigen Sie auch einen Seitengitterersatz für die bisherigen Seitengitter.

Durch die Verlängerung von 200 auf 220cm, müssen auch die Seitengitter dementsprechend länger sein um einen effektiven Schutz zu gewährleisten. Sollten Sie bereits die Verlängerungsoption beim Kauf des Bettes gewählt haben, können Sie selbstverständlich auch kürzere Seitengitter nachbestellen, um flexibel zu sein und das Bett auch in 200cm Länge nutzen zu können.

Die Seitengitter sind immer aus hygienischem Aluminium, pflegeleicht und komfortabel in der Handhabung.



Seitengitterersatz 200cm für adicare REHA-HOME
Art-Nr. 080186

Seitengitterersatz 220cm für adicare REHA-HOME
Art-Nr. 080187

Trendelenburgoption f. Reha-Home

bei Bettneubestellung oder nachträglich

Trendelenburgoption (Kopftieflage/Fußtieflage) für das Adicare REHA-HOME XXL-380.

Sie können diese Option mit dem Bett zusammen bestellen oder auch nachträglich. Bei nachträglicher Bestellung ist dann im Lieferumfang auch eine neue Handbedienung mit acht Tasten enthalten, für die unkomplizierte Bedienung der Trendelenburgfunktion drücken Sie einfach auf die jeweiligen Tasten (Trendelenburg/ Antitrendelenburgverstellung). Das Bett fährt in ca. 16° Kopf- oder Fußtieflage.

Selbstverständlich können die Trendelenburg- oder auch alle Funktionen mit dem Personalsperrschlüssel gesperrt werden.



Trendelenburgoption (bei Bettneubestellung) inklusive Handbedienung Reha-Home
Art-Nr. 080183

Trendelenburgoption (nachträglich) inklusive Handbedienung für Bett Reha-Home
Art-Nr. 080184

Nachttisch BERGEN für Reha-Home

Standard oder extra verstärkte Version erhältlich!

Es stehen zwei verschiedene Ausführungen des für adipöse Patienten konzipierten Nachttisches für das adicare REHA-HOME XXL-380 zur Auswahl.

Der Nachttisch in Holzoptik verfügt über eine Schublade, eine praktische Ablage, ein Ablagefach mit zwei Fächern und einer Tür und über vier Räder. Besonders Plus ist der ausziehbare, drehbare und höhenverstellbare Esstisch, der über das Bett reicht. Mahlzeiten und Getränke können so bequem eingenommen werden.

Wählen Sie zwischen der einfachen und der extra-verstärkten Version. Der Überbettisch des Nachttisches ist bei der verstärkten Version erheblich stabiler, um ein mögliches Auflehnen oder Aufstützen abzufedern. Der Nachttisch ist in vielen verschiedenen Holzönen erhältlich.



Nachttisch Bergen für Bett Reha-Home XXL-380
Art-Nr. 080190

Nachttisch Bergen extra verstärkt für Bett Reha-Home XXL-380
Art-Nr. 080191

Aktive Druckentlastungssysteme für adicare Adipositasbetten

zur Dekubitusprophylaxe bis 450kg Patientengewicht

Aktive Druckentlastungssysteme mit moderner Technologie und intelligenter Steuerung. Dynamische und statische Modi möglich. Auch mit Randverstärkungen zum optimiertem Ein- und Ausstieg. Ebenso mit Oberflächenabdeckungen der Luftzellen fürs verbesserte Körpergefühl. Leise und langlebige Systeme erhältlich. Sehr einfache und sichere Bedienung und lange Akkulaufzeiten bei Netzausfall. Unterlagen bitte anfordern.



Aktive Druckentlastungssysteme zur Dekubitusprophylaxe

Art-Nr. 0808XX

Liege adicare XXL400 basic <400kg

bis 400kg Patientengewicht! 90-100cm Breite, 2- oder 3-teilig

Die ideale basale und sehr funktionelle Stahlrohr-Polsterliege bis 400kg Belastbarkeit von adicare in 90 oder 100cm Breite, Polsterstärke 50 oder 65mm, in der Länge 195cm.

- belastbar bis 400kg Patientengewicht
- Kopfteil- und oder Fußteilverstellung
- Breiten: 90 oder 100cm
- Höhenausgleich mit Stellschrauben an allen Beinen
- inkl. Haltestange für Papierrolle

Echte Schwerlastliege für bis zu 400 kg Patientengewicht belastbar.

Die Höhe der Polsterliege beträgt immer 65cm, die Breite wahlweise 90 oder 100cm (weitere Breiten und Höhen lieferbar). Die Länge ist 195cm, bzw. auf Wunsch in Über- oder Unterlänge lieferbar.

Die adicare XXL400 basic Liege ist mit 2-geteilter oder 3-geteilter Liegefläche lieferbar (50cm verstellbare Kopfteillänge, 115cm verstellbare Fußteillänge - wenn 3-teilig). So können das Kopfteil und / oder das Fußteil angestellt werden.

Das hochwertige Kunstlederpolster ist schwer entflammbar und in 20 Farben lieferbar.

Der Rahmen und die Gestelle und Streben sind aus stabilem Stahlrohr und mit schlagfestem Epoxydharz pulverbeschichtet (RAL9010 weiß), wahlweise auch verchromt oder aus Chrom-Nickel-Stahl lieferbar.

Technische Daten auf einen Blick:

- belastbar bis 400kg Patientengewicht
- Gestell: Vierkantstahlrohr mit Softkanten
- mit 2- oder 3-teiliger Liegefläche
- Kopfteil- / Fußteilverstellung durch Keilsteller mit doppeltem Höhenraster,
- Höhe: 65cm
- Breiten: 90 oder 100cm
- Länge: 195cm
- Polster an Außenkanten abgerundet
- Abstandshalter
- Höhenausgleich durch Stellschrauben an allen Beinen
- inkl. Haltestange für Papierrolle
- Oberflächen Gestell: Epoxydharz pulverbeschichtet (RAL9010 weiß) oder verchromt oder Chrom-Nickel-Stahl
- weitere Optionen möglich
- 2 Jahre Herstellergarantie



Liege adicare XXL400, 2-teilig.

195x90x65cm (LxBxH)
Polster 50mm: Art-Nr. 080422
Polster 65mm: Art-Nr. 080423

195x100x65cm (LxBxH)
Polster 50mm: Art-Nr. 080424
Polster 65mm: Art-Nr. 080425



Liege adicare XXL400, 3-teilig.

195x90x65cm (LxBxH)
Polster 50mm: Art-Nr. 080426
Polster 65mm: Art-Nr. 080427

195x100x65cm (LxBxH)
Polster 50mm: Art-Nr. 080428
Polster 65mm: Art-Nr. 080429

Stühle

Stuhl Conti XLL-400 breit <400kg

extrem stabil, 72cm Armlehnenabstand, viele Bezüge möglich

Der extrem stabile und komfortable Stuhl (NUN bis 400kg belastbar) ist eine hochwertige Spezialanfertigung aus Deutschland. Das robuste Gestell ist aus stabilem Stahlrohr (25mm Durchmesser, 1,5mm Wandstärke) und mit umweltfreundlichem, strapazierfähigem Lack (grau) überzogen. Unten an den Füßen des Gestells befinden sich Gummistopfen, um den Fußboden zu schonen. Die Sitzfläche ist außergewöhnlich groß (61x52cm). Der Sitz besteht aus einer Holzplatte mit einem Muldensitz. Die Schaumstoffpolsterungen von Sitzfläche und Rückenlehne sind jeweils 6cm dick und haben die stärkste verfügbare Dichte. So bleibt die Polsterung auf Dauer in Form. Bei der Sitzhöhe kann zwischen 44, 48 und 52cm gewählt werden.

Dem weiteren Komfort dienen die sorgsam abgerundeten Kanten, die vorne (im Bereich der Kniekehlen) weit herunter reichende Polsterung sowie bequeme Armlehnen aus lackiertem Buchenholz mit breiter Auflagefläche (7cm breit, 40cm lang). Die Armlehnen sind auf einer breiten Metallplatte festgeschraubt, die wiederum mit dem Rohr fest verschweißt ist. Der Rohrbügel der Armlehne führt hinten um den Stuhl herum, das gewährleistet weitere Stabilität. Zwischen Rückenlehne und Sitzfläche ist ein 10cm breiter Schlitz, der den Spielraum der eigentlichen Sitzfläche nach hinten noch etwas vergrößert.

Es stehen in der Stuhlsérie Conti vier unterschiedliche Bezugsmaterialien (drei Bezugs-Klassen) in vielen Farben zur Verfügung:

Gröberer Bezug (Klasse 1) mit rauer und fester Oberfläche „Uni-Rau“: Der Bezug besteht aus Polyester, dessen Oberfläche rau und robust gearbeitet ist. Er ist schwer entflammbar und licht- und reibecht. Die Reinigung ist entweder eine klassische Trockenreinigung oder eine Reinigung mit einem feuchten Tuch oder mit Polsterschaum bei leichten Verschmutzungen.

Sehr fester und schwerer Bezug (Klasse 2) mit leicht rauer und sehr fester Oberfläche „Dot-Strong“: Der Bezug besteht aus Polyester mit einer hohen Dichte, dessen Oberfläche leicht rau und extrem robust, also scheuerfest, gearbeitet ist. Er ist schwer entflammbar und licht- und reibecht. Die Reinigung ist entweder eine klassische Trockenreinigung oder eine Reinigung mit einem feuchten Tuch oder mit Polsterschaum bei leichten Verschmutzungen.

Feiner Bezug mit Veloureffekt (Wildleder-Effekt) „HiTech-Velour“ (Klasse 3): Das antibakterielle sehr hochwertige Bezugsmaterial ist sehr weich und geschmeidig und hat einen Veloureffekt. Es ist garantiert pflegeleicht und strapazierfähig: mit Seifenwasser abwaschbar, wasser- und urindicht und trotzdem nicht klebrig (luftdurchlässig durch Membrantechnologie). Zudem ist der Bezug mit einer Antischimmelschicht und einer antibakteriellen „Ausrüstung“ ausgestattet: Nanotechnologische Oberfläche mit eingearbeitetem Nano-Silber mit erheblicher antibakterieller Wirkung. Auch ist der Bezug entsprechend den einschlägigen Vorschriften schwer entflammbar (Teflonoberschicht).

Kunstleder für die typische Klinikanwendung in Funktionsräumen (Klasse 3): Hochwertige, wasserundurchlässige Kunstleder in sehr unterschiedlichen Farben und Oberflächenstrukturen. Garantiert sehr einfach zu pflegen und zu desinfizieren.

Technische Daten auf einen Blick:

Belastbarkeit: bis 400kg
Bezüge nach Wahl
Gestellfarbe: Alu-Grau oder andere Farben wählbar; auch Chrom
Sitzfläche: 61cm breit x 52cm tief
Sitzhöhe: 44, 48 oder 52cm
insgesamte Höhe des Stuhls: etwa 86 bis 94cm (je nach Sitzhöhe)
Armlehnen: 7x40cm (BxL) lang
Armlehnenabstand: 71cm
Rückenlehne: 46cm hoch
Gewicht: etwa 18kg

Garantie: fünf Jahre auf Stabilität und auf Polsterung, nicht aber auf Verschleißteile wie Armlehnen, Fußstopfen, Bezug



Stuhl Conti XLL-400 <400kg, Sitz (BxTxH) 61x52x44cm, Armlehnenabstand 71cm, Bezug, Höhe, Gestellfarbe nach Wahl

Art-Nr. 411XXX

