

XXL - Polsterliegen adicare bis 300kg (auch fahrbar)



Beispielabbildung:
zweiteilige Liegefläche

Modell (C)
fahrbar

Modell XXL-Basic 300 Universalliege 195cm

Hergestellt in Deutschland

Gestell kunststoffbeschichtet / chrom / Chrom-Nickel-Stahl
 zwei- oder dreiteilige Liegefläche
 stufenlos verstellbares Kopf- / und Fußteil alternativ auch als
 Oberkörperaufrichter verwendbar (jeweils mit manuellem
 Klemmstangenmechanismus)

Länge Kopfteil: 50cm; Fußteil 90/115cm

Polsterauflagen mit Kunstleder bezogen (20 Farben zur Wahl)

Polsterstärke wahlweise 50 oder 65 mm

Gesamtabmessungen z.B. ca. 195 / 200 x 80 x 65 cm (LxBxH)

Belastbarkeit bis 300 kg Patientengewicht (CE - MPG)

Feststehende Polsterliege

VK (ohne MwSt): zweiteilige Liegenfläche 525.- bis 676.-

VK (ohne MwSt): dreiteilige Liegenfläche 630.- bis 781.-

Option: **Hydraulische Verstellung** von Kopf- und Fußteil per
 Gasdruckfedern statt Klemmstangenmechanismus

VK (ohne MwSt): AUFPREIS pro Liege 495.-

Fahrbare adicare XXL-Basic 300 Liege bis 300kg

- (A) Std. Liege um Fahrgestell erweitert: 190x75cm in 64cm Höhe, Kopfteil (50cm Länge) mit Gasdruckfederverstellung; fahrbar mit Zentralbremse am Kopf/Fußende. VK: 1.990.-
- (B) wie oben, aber 3-teilige Liegefläche: zusätzliches Fußteil - Länge 90cm mit Gasdruckfeder verstellbar - auch als Oberkörperaufrichter VK: 2.190.-
- (C) Als Fahrliege (Strecher) mit Seitengitter (klappbar), Fuß- und Kopfschiebegriffe. Liegefläche 195x60cm; Aussenmaße: 195x75cm. Umlaufender Kantenschutz und Zentralbremse. VK: 2232,-



dreiteilig

Papierrollenhalterstange für alle XXL-Basic 300

zwischen den Liegenbeinen am
Fußende kostenlos dabei!

Alle Preise sind empf. Endkundenpreise ohne MwSt

Warenversand aus unserem Lager in Deutschland

Gesamtkatalog kostenlos auf Anforderung: ASCURO AG, Konstanzerstr. 20,
 CH-8280 Kreuzlingen www.adicare.eu © 2009 ASCURO AG

- Tel D: 0049 - (0) 1801 - 020 6603 660
- Fax D: 0049 - (0) 3222 - 1635183
- Tel CH: 0041 - (0) 71 670 16 37
- Fax CH: 0041 - (0) 71 670 16 38

- Webshop: www.adicare.eu
- Email: mail@adicare.eu

ASCURO AG Aus. 0110, Änderungen vorbehalten