

Patiententransportliege - Stretcher M-XXL300

- schmal für Türdurchfahrten



Ideale Transportliege zur Durchfahrt auch für schmale Türen / Durchgänge (Aussenbreite nur 75cm) mit Schutzgittern für den Patienten. Schiebegriffe sind am Kopf- und am Fußende angebracht. Eine zentrale Bremshebel für alle Räder ist vorhanden.



Die Schutzgitter lassen sich per Zugstift sehr einfach mit einem Handgriff um 180° nach unten drehen und sind so dem Weg - z.B. zum Patiententransfer.

Patiententransportliege mit kunststoffbeschichtetem Gestell

- zweiteilige Liegefläche: 50cm Kopf- / Rückenlänge und 140cm feste Hauptliegefläche (195cm Liegelänge)
- Polsterauflagen mit Kunstleder bezogen
- stufenlos verstellbares Kopfteil per Gasdruckfeder
- Abmessungen ca. 195 x 75 x 65cm (LxBxH)
- durch große Rollen leicht fahrbar
- Doppelrollen Durchmesser 12,5cm
- Zentralbremse (alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden)
- Polsterbreite ca. 70cm
- Breite zwischen den drehbaren Seitengittern ca. 60cm (wenn über Liegefläche hochgedreht)
- Polsterstärke ca. 64 mm
- flächige Belastbarkeit bis 300 kg
- komplett mit zwei eingerückten, drehbaren Seitengittern
- komplett mit zwei verchromte Schiebegriffe am Kopf- und Fußende
- komplett mit einem umlaufenden, schwarzem Kanten- / Rammschutz
- komplett mit zwei Befestigungskloben für Infusionsständer (Ø 18 mm)



Kopfteil per Gasdruckfeder stufenlos bis 30° verstellbar



Praktischer Korb zum verstauen von Patientenutensilien o.ä. in der Größe 55x29x19cm zum Ausziehen auf beiden Seiten als Extra erhältlich



Infusionshalter sind als Extra zu bestellen und können rechts und / oder links vom Kopfende eingesteckt werden.

- Tel D: 0049 - (0) 1801 - 020 6603 660
- Fax D: 0049 - (0) 3222 - 1635183
- Tel CH: 0041 - (0) 71 670 16 37
- Fax CH: 0041 - (0) 71 670 16 38

- Webshop: www.adicare.eu
- Email: mail@adicare.eu

Alle Preise sind empf. Endkundenpreise ohne MwSt

Warenversand aus unserem Lager in Deutschland

Gesamtkatalog kostenlos auf Anforderung: ASCURO AG, Konstanzerstr. 20, CH-8280 Kreuzlingen www.adicare.eu © 2009 ASCURO AG

ASCURO AG - Ausg. 12/09, Änderungen vorbehalten