



**XXL-Mietpaket 4, Vari. A (230kg) / B (320kg)**



1. **Klinikbett**, bis 400kg sichere Arbeitslast mit Trendelenburg-Verstellung und einer variablen Liegeflächenbreite von 90-120cm und -länge von 200-220cm
2. Spezielle Schwergewichtigen-**Matratze** adicare XXL **med1** mit einer Belastungsfähigkeit bis zu 350kg mit einem undichten Bolanbezug nach Klinkstandard für die Versorgung von dekubitusgefährdeten Patienten mit einem *Dekubitusgrad bis 1* und einem *Schmerzmanagement nach VAS3*
3. Mobile **Hebeeinrichtung** (Lifter) mit geringer Unterfahrrhöhe und einem hohen Hub und einer Belastbarkeit von 300kg
4. XXL-**Rollstuhl** mit einer Belastbarkeit bis 230kg und einer Sitzbreite von 61cm (**Variante A**) oder bis 320kg mit einer Sitzbreite von 76cm (**Variante B**)
5. XXL **Toiletten- und Dusch-Rollstuhl**, Sitzbreite 66cm, bis 292kg belastbar

Vari. A: Art.-Nr.: 800107      Vari. B: Art.-Nr.: 800108

**Adicare XXL-Mietpakete**

Kliniken und andere Einrichtungen stehen häufig sehr kurzfristig oder nur vorübergehend vor dem Problem einen adipösen Patienten adäquat zu versorgen und das pflegende Personal vor zu großer Belastung zu schützen.

Dazu sind spezifische technische Hilfsmittel und Einrichtungsgegenstände nötig und es ist zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. In der Regel sind die Kaufpreise bei Ascuro sehr günstig. Wenn jedoch trotzdem nur eine Miete in Frage kommt, können Sie das XXL-Versorgungsproblem kurzfristig und nach dem Stand der Technik mit den adicare Mietpaketen preiswert per Miete oder Leasing lösen - und das bundesweit!

Die hier vorgestellte Auswahl an XXL-Paketen deckt den typischen Miet-Bedarf an bariatrischer Ausrüstung für adipöse Patienten ab. Sie können so eine sehr gute XXL-Versorgung sicherstellen. Lassen Sie sich jetzt ein individuelles Angebot von uns machen.



**Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme**

**Webshop:** www.simplybig.eu  
**Adipositas-Info:** www.adicare.eu  
**eMail:** mail@adicare.eu

**Kontakt in Deutschland**  
 Tel. +49 (0) 1801-0206603660  
 Fax +49 (0) 3222-1635183

**Kontakt in der Schweiz**  
 +41 (0) 7 16 70 16 37  
 +41 (0) 7 16 70 16 38

ASCURO AG • Konstanzerstr. 20/22 • CH-8280 Kreuzlingen  
**Warenversand aus unserem Lager Deutschland**  
Mietpakete 10/10

*adipositas*

*Adipositas Versorgung  
 mit Kompetenz*  
**XXL - Mietpakete**

**bundesweit**



Europas erster  
**auf Adipositas spezialisierter Komplettanbieter**  
 von Hilfsmitteln und Einrichtungsgegenständen  
 für Kliniken, REHA, Arztpraxen, Pflegedienste,  
 Alten- und Pflegeheime und Zuhause

*adipositas*

## XXL-Mietpaket 1, Vari. A (230kg) / B (320kg)



1. **Klinikbett**, bis 400kg sichere Arbeitslast mit Trendelenburg-Verstellung und einer variablen Liegeflächenbreite von 90-120cm und -länge von 200-220cm
2. Spezielle Schwergewichtigen-**Matratze** mit einer Belastungsfähigkeit bis zu 350kg mit einem urindichten Bolanbezug nach Klinkstandard für die Versorgung von nicht-dekubitusgefährdeten Patienten
- 3.a Faltbarer und variabel einstellbarer (!) **Gehwagen** mit der Möglichkeit zur Montage diversen Zubehörs und einer Belastbarkeit von 454kg und einer Breite zw. den Griffen von 64cm (**Variante Gehwagen**) ODER
- 3.b **XXL-Rollstuhl** mit einer Belastbarkeit bis 230kg und einer Sitzbreite von 61cm (**Variante A**) oder 320kg mit einer Sitzbreite von 76cm (**Variante B**)

Vari. A: Art.-Nr.: 800100      Vari. B: Art.-Nr.: 800101

Vari. mit Gehwagen: Art.-Nr.: 800102

## XXL-Mietpaket 2, Vari. A (230kg) / B (320kg)



1. **Klinikbett**, bis 400kg sichere Arbeitslast mit Trendelenburg-Verstellung und einer variablen Liegeflächenbreite von 90-120cm und -länge von 200-220cm
2. Spezielle Schwergewichtigen-**Matratze** mit einer Belastungsfähigkeit bis zu 350kg mit einem urindichten Bolanbezug nach Klinkstandard für die Versorgung von nicht-dekubitusgefährdeten Patienten
3. **XXL-Rollstuhl** mit einer Belastbarkeit bis 230kg und einer Sitzbreite von 61cm (**Variante A**) oder 320kg mit einer Sitzbreite von 76cm (**Variante B**)
4. **Toilettensstuhl** mit einer Sitzbreite von 61cm und bis 227kg belastbar (**Variante A**) ODER mit einer Sitzbreite von 66cm und bis 292kg belastbar (**Variante B**)

Vari. A: Art.-Nr.: 800103

Vari. B: Art.-Nr.: 800104

## XXL-Mietpaket 3, Vari. A (230kg) / B (320kg)



1. **Klinikbett**, bis 400kg sichere Arbeitslast mit Trendelenburg-Verstellung und einer variablen Liegeflächenbreite von 90-120cm und -länge von 200-220cm
2. Spezielle Schwergewichtigen-**Matratze** mit einer Belastungsfähigkeit bis zu 350kg mit einem urindichten Bolanbezug nach Klinkstandard für die Versorgung von nicht-dekubitusgefährdeten Patienten
3. **XXL-Rollstuhl** mit einer Belastbarkeit bis 230kg und einer Sitzbreite von 61cm (**Variante A**) oder 320kg mit einer Sitzbreite von 76cm (**Variante B**)
4. **XXL Toiletten- und Dusch-Rollstuhl** mit einer Sitzbreite von 66cm und bis 292kg belastbar
5. Faltbarer und variabel einstellbarer (!) **Gehwagen** mit der Möglichkeit zur Montage diversen Zubehörs und einer Belastbarkeit von 454kg und einer Breite zwischen den Griffen von 64cm

Vari. A: Art.-Nr.: 800105

Vari. B: Art.-Nr.: 800106