

Matratzen-Art / Anwendung	Standard	Prophylaxe & Decu Grad 1	Prophylaxe & Decu Grad 1+2	Maximalversorgung
Name	adicare basic350	adicare med350 1	adicare med350 2	Baritratric
Typ	Schaumstoff-Mehrschicht	Schaumstoff-Mehrschicht	Schaumstoff-Mehrschicht	Luftkammern
Patientengewicht [kg]	150 - 350	150-350	120-350	100-350
VAS-Skala		VAS 3	VAS 5	VAS 10
Inkontinenzbezug	Ja	Ja	Ja	Ja
HMV			11.29.05.3xxx Sondergrößen	11.11.04.1023
Größe/Art.-Nr.				
	100x198x18 cm	100x198x20 cm	100x198x22 cm	90x198x15 cm
	120x198x18 cm	120x198x20 cm	120x198x22 cm	120x198x15 cm
	140x198x18 cm	140x198x20 cm	140x198x22 cm	Größenausgleich mit Schaumstoffrahmen
	160x198x18 cm	160x198x20 cm	160x198x22 cm	
Sonderlängen:	möglich	möglich	möglich	bis 220cm möglich
Kurzbeschreibung	Robuste Standardmatratze für <b>mobile</b> Patienten im Spezialaufbau (3schichtig)	comfortable und haltbare Lagerungsmatratze zur Prophylaxe/Grad 1 in der Therapie von Dekubital Ulcera. Unterstützung des Schmerzmangement VAS 3	wirksame & körperunterstützende Therapiematratze im geringen & mittleren Risiko Bereich. Unterbau unterstützt auch orthopädische Indikationen, der Visco Schaumaufbau ermöglicht die benötigte Druckentlastung zur Dekubital Ulcera Therapie Grad 1 und 2 & für das Schmerzmangement VAS 5	statisch-reaktives Speziallagerungssystem mit Doppelluftzellen. Geeignet zur Maximalversorgung in der Therapie von Dekubital Ulcera und zur Unterstützung Schmerzmanagement VAS10 Breite Indikationsstellung durch Laufruhe, geräuscharm und energie sparend
Matratzenaufbau				
Oberschicht: RG/kPa		Visco		TPU-Luftzelle statisch
Mittelschicht: RG/kPa				TPU-Luftzelle reaktiv
Unterbau: RG/kPa				TPU-Bodenmatte
Bezug:	Bolan-Vollcover mit Reißverschlussüberlappung nach Kliniknorm. PU-beschichtet. Bezug komfortabel abzunehmen an kurzer und langer Seite. Feuchtigkeitsabweisend, bi-elastisch, dampfdiffusionsoffen, reißfest			
Bezugsfarbe:	beige	grün	blau	grau
Option:	Halteschlaufen für besseres Handling.			
Renigung:				
Kern:	autoklavierbar bis 110°C			Wischdesinfektion
Bezug:	Wischdesinfektion oder waschbar bis 95°C und Tumbler geeignet.			
Gewicht der Matratze kg:				
Gewährleistung:	24 Monate nach EU-Verordnung			