

## Eine Auswahl aus unserem Sortiment

# Adimed Waagen für adipöse Patienten

mit CE nach MPG



### Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- **Große Trittpläche** mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Leicht und **hygienisch zu reinigen**
- **Niedrige Bauhöhe** der Plattform erleichtert das Betreten
- Sicheres und **rutschfreies Aufstellen** durch höhenverstellbare GummifüÙe
- **Dynamic-Weighing-Funktion**, zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- **Data-Hold-Funktion**, bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
- **Intuitive Bedienung** über Tastenblock
- **PRE-TARE Funktion** für 5 Gewichtswerte
- **BMI-Funktion** zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- **1** Ergonomisches Anzeigegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten wie bspw. Größe zur Berechnung des BMI
- **2** Rollen zum bequemen Transport der Waage

### Optionen:

- **3 GrößenmeÙstab**, MeÙbereich zwischen 60 - 200 cm, zum Anschrauben an das Stativ oder zur Wandmontage,
- **Schnittstellenkabel RS 232C** zum Anschluß eines externen Gerätes, **€ 36,-**

### Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T 550 x 550 mm
- Abmessungen Anzeigegerät B x T x H 210 x 110 x 50 mm
- Gesamtabmessungen B x T x H 550 x 550 x 1100 mm
- Batteriebetrieb möglich, 6 x 1,5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 70 h
- Netzteil serienmäßig
- Nettogewicht ca. 20 kg



\*In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsart und PLZ.

### STANDARD



### OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Preis in € ohne MwSt.	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
					Eichung		DKD Kalibrierschein	
<b>030121</b>	300	0,1	0,1	<b>1070,-</b>		46,-		95,-

**030122 wie 030121 aber mit GrößenmeÙstab 1140,-**

Ale Preise sind empf. Endkundenpreise ohne MwSt

**Warenversand aus unserem Lager in Deutschland**

Gesamtkatalog kostenlos auf Anforderung: ASCURO AG, Konstanzerstr. 20, CH-8280 Kreuzlingen www.adicare.eu © 2009 ASCURO AG

ASCURO AG - Ausg. 10/09, Änderungen vorbehalten

- Webshop: www.adicare.eu
- Email: mail@adicare.eu
- Tel D: 0049 - (0) 1801 - 020 6603 660
- Fax D: 0049 - (0) 3222 - 1635183
- Tel CH: 0041 - (0) 71 670 16 37
- Fax CH: 0041 - (0) 71 670 16 38